

マウスピースの取り扱い方

 顎関節症などの症状の緩和・予防の為に、原則、毎晩就寝時に装着するようにしてください。

(ご使用の際の注意点)

- 歯磨き後の清潔な歯に装着してください。
- 装着したまま、飲食はしないでください。
- 咬み合わせの状態によっては、すり減ったり、穴が開くことがあります。
- 装着時の痛みや違和感などありましたら、ご連絡ください。
- 定期検診の際には、なるべくご持参ください。



(お手入れについて)

- 使用後は水ですすいでいただき、軽く水気を取って、ケースに入れて保管してください。
- 素材の性質上、臭いや色を吸収しやすいので、専用の洗剤を使っていただくと、より清潔に保つことができます。



< リテナーブライト >



¥860 (税抜)

温水にタブレットを1つ入れるだけの簡単洗浄で汚れや臭いを元からシャットアウトします。
当院で購入できます。ご希望の方は、スタッフまでお申し付けください。

- 歯ブラシを使用して洗浄する場合は、強く磨かないでください。
- 歯磨き粉は、マウスピースを傷つけますので使わないでください。
- 変形しますので、熱湯・煮沸消毒など熱を加えることはおやめください。



医療法人 育笑会
やまだ歯科医院